

Steriking® autoklavetape med indikator

Beskrivelse

Steriking autoklavetape er en stærk tape, der bruges til at lukke pakker der dampsteriliseres på hospitaler og ved andre tilsvarende brug. Indikatorerne på tapens overflade skifter farve fra grøn til brun efter autoklavering.

Den specielle gummiklæbemasse er produceret til at modstå høje temperaturer og fugt.

Materialer

Bagside: Imprægneret, semikreppet papir
 Farve: Natur eller Blå
 Klæber: Naturligt gummi
 Indikatorer: Farveskift fra grønne striber til brune
 Ved eksponering af varme og damp.

Tykkelse: 0,14-0,17 mm
 Klæbeevne: 9-10 n/25 mm (stål)
 Trækstyrke: 70-90 N/25 mm
 Elasticitet: 7 %

Sterilisationscyklus – anbefalede temperaturer:
 15 minutter ved 121° C
 3 minutter ved 134° C



Sikkerhed

ISO 11140-1:2005 klasse 1 proces indikator
 CE-mærket. Blyfri.

Opbevaring

Det anbefales at tapen opbevares i den originale, lukkede transportemballage og opbevares tørt, rent og beskyttet mod direkte sollys, fugt og varme. Ved korrekt opbevaring er holdbarheden mindst 3 år fra åbning af transportkartonen.

Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Reference	Pakning
504109	Dispenser til autoklavetape	TDS25	1 stk
504113	Autoklavetape med indikator 19mm x 50m, blå	JTB19SG	1/48 stk.
504114	Autoklavetape med indikator 25mm x 50m, blå	JTB25SG	1/36 stk.
504116	Autoklavetape med indikator 19mm x 50m, hvid	ITS19G	1/48 stk.
504117	Autoklavetape med indikator 25mm x 50m, hvid	ITS25G	1/36 stk.
504206	Autoklavetape med indikator 12mm x 50m, hvid	ITS12G	1/72 stk.

Der tages forbehold for trykfejl (December 2015)