

# Steriking® Dust Cover Bag

## Beskrivelse

Steriking Dust Cover Bags er udviklet til at yde effektiv beskyttelse mod bl.a. støv og fugt af rene eller sterile varer. Specielt velegnet til at beskytte varer med lang transportvej. Forlænger "levetiden" af de steriliserede varer i op til 5 år. Steriking Dust Cover Bags fås med og uden selvluk.



## Anvendelse

Steriking Dust Cover Bags kan bruges til at emballere damp- eller gassteriliserede varer. **Bemærk** at de steriliserede varer skal være afkølede, inden de pakkes i Dust Cover Bags. Dust Cover Bags skal bruges efter sterilisering, da materialet ikke er porøst nok til at damp eller gas kan trænge igennem det. Ej heller kan det modstå temperaturerne ved dampsterilisering. Kan dog anvendes til gammasterilisering.

## Materialer

Tekniske data for den transparente film:

Materiale: Polyester 12µ/polyethylen 50 µm

Gramvægt: 62 µm

Svejsetemperatur 130-160°C

Varmemodstand: 90°C

Strækstyrke: 250 mN maskinretning, 250 mN trådretning

Brudstyrke: 60% maskinretning, 60% trådretning

## Sikkerhed

Lever op til følgende internationale standarder; ISO 11607-1:2006 og ISO 11607-2:2006.

Fremstillet i overensstemmelse med kravene i Det Medicinske Direktiv. CE mærket.

## Opbevaring

Det anbefales, at produkterne opbevares i transportkartonerne i tørre, rene omgivelser, uden direkte sollys. Udløbsdato står trykt på emballagen. Holdbarhed er afhængig af håndtering og ikke tidsrelateret.

### Sortiment

Varenummer	Beskrivelse	Mål	Pakning
504224	Steriking Dust Cover bag	150 X 270 MM	1.000
504225	Steriking Dust Cover bag	205 X 300 MM	1.000
504226	Steriking Dust Cover bag	250 X 400 MM	1.000
504227	Steriking Dust Cover bag	300 X 500 MM	500
504228	Steriking Dust Cover bag	400 X 550 MM	500
504229	Steriking Dust Cover bag	420 X 700 MM	500
940626	Steriking Dust Cover bag	500 X 800 MM	300
504230	Steriking Dust Cover bag m/selvluk	150 X 270 MM	500
504231	Steriking Dust Cover bag m/selvluk	200 X 350 MM	500
504232	Steriking Dust Cover bag m/selvluk	250 X 400 MM	500
504233	Steriking Dust Cover bag m/selvluk	300 X 550 MM	200
504234	Steriking Dust Cover bag m/selvluk	420 X 700 MM	200

Der tages forbehold for trykfejl (Dec. 2013)