

Steriking[®] markeringspen

Beskrivelse

Steriking markeringspen er en tynd tusch, der er specielt velegnet til at bruge på filmsiden af bl.a. autoklaveposer, på tape og bakkemærker.

Fås i både sort, rød, blå og grøn med 0,75 MM spids.
Sort fed har 1MM spids.



Anvendelse

Kan anvendes til damp, EO, FO og gammastråler.

Egenskaber:

- Tørrer med det samme
- Vandfast på både glatte og ru overflader
- Modstandsdygtig over for lys
- Påvirkes ikke af atmosfæriske trykforskelle i autoklaven
- Varmemodstandsdygtig
- Syreresistent

Pennen bør ikke rystes ved anvendelse.

Sikkerhed

KVALITETSSTANDARD: Den europæiske Norm EN 71.

BEMÆRK: Blækket er ikke toksisk – der afgives ingen giftige dampe under brug.

Holdbarhed og opbevaring

Undgå meget høje temperaturer under opbevaring. Holdbarhed 1 år under normale omstændigheder.

Sortiment

Varenummer	Beskrivelse	Reference	Pakning
504831	STERIKING MARKERINGSPEN, SORT	MAR1	10 stk
504832	STERIKING MARKERINGSPEN, SORT, FED	MAR1T	10 stk
504833	STERIKING MARKERINGSPEN, RØD	MAR2	10 stk
504834	STERIKING MARKERINGSPEN, BLÅ	MAR3	10 stk
504835	STERIKING MARKERINGSPEN, GRØN	MAR4	10 stk