

Accu-Chek Aviva Teststrimler

Beskrivelse:

Accu-Chek Aviva teststrimler bruges sammen med Accu-Chek Aviva, Accu-Chek Aviva Nano samt Accu-Chek Aviva Combo og Accu-Chek Aviva Expert blodsukkerapparater. Blodmængde: 0,6 µl og blodet suges fra spidsen af teststrimlen. Måleområde: 0,6-33,3 mmol/l. Måletid: 5 sekunder. Beholderen er let oplukkelig. Holdbarhed efter åbning: Teststrimlerne kan højst holde sig til den anførte udløbsdato, hvis låget til teststrimlerne lukkes helt tæt efter ibrugtagning. Kodning/kalibrering: Automatisk, men på ældre apparater skal den sorte knap aktiveringschip blive siddende i apparatet. Teststrimlerne er plasmakalibrerede. Opbevaringstemperatur: Teststrimlerne skal opbevares mellem +2°C og +32°C. Anvendelsestemperatur: Når en måling udføres skal det ske ved temperaturer mellem +6°C og +44°C. Overholdes dette ikke, kan der forekomme forkerte målinger. Det er muligt at måle op til 3048 meter over havets overflade uden at resultatet påvirkes. CE mærket: Ja.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

505048

50 stk.

6453970170

Specifikationer

Ketoner:

Nej

Individuelt indpakket:

Nej

Passer til følgende apparat:

AccuChekAviva

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

IVD

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED