

Contour next Blodsukkerapparat

Beskrivelse:

Contour next er et nøjagtigt blodsukkerapparat med store brugervenlige knapper og tal. Apparatet er nemt at anvende og klar til brug direkte fra æsken.

Blodmængde: 0,6 µL. Måleområde: 0,6-33,3 mmol/L. Måletid: 5 sekunder. Hukommelse: 800 resultater.

Apparatet har SmartLight funktion, der giver farvekodet tilbagemelding på, om resultatet er over, under eller indenfor måloområdet. Personlige målområder kan indstilles direkte på apparatet. Second-Chance giver mulighed for at tilføje mere blod til samme teststrimmel indenfor 60 sekunder. Dermed undgås ekstra fingerprik og teststrimmelspild. Contour next apparatet har Bluetooth overførsel, så resultatet kan overføres automatisk til Contour Diabetes app.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
505181	1 stk.	90008855

Specifikationer

Prøve volume:
0,6ml

Genpåfyldning:
Ja

Måling af ketoner:
Nej

Batteri:
CR2032

CE labeled product:
Ja

MD Classification:
IVD

Teststrips til apparat:
ContourNext

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED