

Stetoskop

Anvendes til stetoskopi af hjerte og lunger.

Beskrivelse

Stetoskop model Nurse med fladt membran-bryststykke. Diameter 45 mm.

Vendbart stetoskop med pilotte 28 mm og membran-bryststykke 45 mm i diameter.

Totallængde på begge modeller:
(inklusive den fleksible bøjle) 82 cm.



Opbevares tørt ved stuetemperatur

Sortiment

Varenr	Beskrivelse	Ref.nr.	Pakning
506006	STETOSKOP NURSE FLADT MEMBRAN BRYSTSTYKKE	506006	1/10/100
506011	STETOSKOP VENDBAR PILOTTE/MEMBRAN BRYSTSTYKKE	050947/ 272890	1/10/100

Der tages forbehold for trykfejl (august2014)