

# Terumo sprøjter

## Beskrivelse

Terumo sprøjter er sterile 3-komponent sprøjter med en klar, transparent væg. Transparent cylinder med tydelige markeringer. Effektiv stempelstop. Anvendelsesmuligheder til injektion og optræk af medicin, væsker o lign.

## Produktfakta

Materiale:

Cylinder og stempel polypropylen

PVC fri, latex fri

Steril

## Sikkerhed

CE mærkning: klasse IIa

## Holdbarhed

Holdbarhed på 5 år.

## Opbevaring

Tørt og uden direkte sollys



## Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Æske/karton	Ref.nr.
601001	Terumo sprøjte 1ml luer centrisk	100/1800	SS-01T1
601002	Terumo sprøjte 2,5ml luer centrisk	100/2400	SS-02E1S
601005	Terumo sprøjte 5ml luer centrisk	100/1600	SS-05S1
601011	Terumo sprøjte 10ml luer centrisk	100/1200	SS-10es
601020	Terumo sprøjte 20ml luer excentrisk	50/600	SS-20ES1
601031	Terumo sprøjte 50ml luer excentrisk	25/100	SS-50ES1
601033	Terumo sprøjte 5 ml luer-lock centrisk	100/400	SS=05LE1
601034	Terumo sprøjte 10 ml luer-lock centrisk 0,2 ml graduering	100/400	SS*10LE1
601035	Terumo sprøjte 20 ml luer-lock centrisk	50/200	SS-20 LÜER LOCK
601036	Terumo sprøjte 30 ml luer-lock centrisk	50/200	SS*30LE1
601037	Terumo sprøjte 50 ml luer-lock centrisk	25/100	BS-50LG

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2015)