

Sterican kanyler

Beskrivelse

Sterican kanyler har 3-facet slibning, som sikrer minimal smerte ved penetration og reducerer vævsskader.

Kanylen har en meget tynd væg og en utrolig blød overflade med en let silikone coating.

Farvekode på kanyle og dispenseræske. Steril.

Materiale: Rustfri stål.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
601410	Sterican kanyle 27Gx3/4 grå, 0,4x20mm steril	100/400	4657705
601411	Sterican kanyle 27Gx1½ grå, 0,4x40mm steril	100/400	9186182
601413	Sterican kanyle 26Gx½ brun, 0,45x12mm steril	100/400	4665457
601415	Sterican kanyle 25Gx5/8 orange, 0,5x16mm steril	100/400	4657853
601416	Sterican kanyle 25Gx1 orange, 0,5x25mm steril	100/400	9186158
601418	Sterican kanyle 24Gx1 lilla, 0,55x25mm steril	100/400	4657675
601420	Sterican kanyle 23Gx1 blå, 0,6x25mm steril	100/400	4657667
601421	Sterican kanyle 23Gx1 1/4 blå, 0,6x30mm steril	100/400	4657640
601422	Sterican kanyle 22Gx2 sort, 0,7x50mm steril	100/400	4650018
601423	Sterican kanyle 22Gx1½ sort, 0,7x40mm steril	100/400	4660021
601424	Sterican kanyle 22Gx1 sort, 0,7x25mm steril	100/400	4657624
601426	Sterican kanyle 21Gx3 1/8 grøn, 0,8x80mm steril	100/400	4665465
601427	Sterican kanyle 21Gx2 grøn, 0,8x50mm steril	100/400	4665503
601428	Sterican kanyle 21Gx1½ grøn, 0,8x40mm steril	100/400	4657527
601430	Sterican kanyle 19Gx1½ grøn, 1,1x40mm steril	100/400	4657799
601432	Sterican kanyle 18Gx1½ pink, 1,2x40mm steril	100/400	4665120
601434	Sterican kanyle 14Gx3 1/8 grøn, 2,1x80mm steril	100/400	4665473
941201	Sterican kanyle 30Gx0,5 hvid, 0,30x13mm steril	100	4656300

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2014)