

Insuflon kanyleport subcutan

Beskrivelse:

Insuflon kanyleport er et subkutan blødt plastikkateter med teflonbelægning 0,6 x 19 mm, som indsættes i fedtvævet i kroppen i en vinkel på 20-45 grader, så flere injektioner kan gives gennem den samme injektions port. Katetret indsættes ved hjælp af en lille nål, der igen fjernes når katetret er på plads. Der kan injiceres op til 75 injektioner gennem membranen og den kan forblive siddende i underhuden op til 3 dage.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
601635	10 stk.	98-000-2612

Specifikationer

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDD Class IIb

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED