

Vasofix Safety venflonkanyle

Beskrivelse

Infusionskanyle med selvaktiverende anti-nålestiksanordning.

Anvendelse

Infusionskanyle til væsketerapi, transfusion og intravenøs medicinering.

Produktfakta

Blødt og flexibelt

Røntgenfast.

Injektionsport med kliklåg, som sikrer minimal risiko for kontaminering.

Opbevaring

Tørt og uden direkte sollys.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
601780	Vasofix safety iv-kanyle 24G 0,7 X 19 mm gul	1/50	4269071S
601781	Vasofix safety iv-kanyle 22G 0,9 X 25 mm blå	1/50	4269098S
601783	Vasofix safety iv-kanyle 20G 1,1 X 33 mm rosa	1/50	4269110S
601784	Vasofix safety iv-kanyle 18G 1,3 X 33 mm grøn	1/50	4269330S
601785	Vasofix safety iv-kanyle 18G 1,3 X 45 mm grøn	1/50	4269136S
601786	Vasofix safety iv-kanyle 17G 1,5 X 45 mm hvid	1/50	4269152S
601787	Vasofix safety iv-kanyle 17G 1,7 X 50 mm grå	1/50	4269179S
941897	Vasofix safety iv-kanyle 14G 2,2 x 50 mm orange	1/50	4269225S

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2014)