

# Vasofix Safety venflonkanyle

## Beskrivelse

Infusionskanyle med selvaktiverende anti-nålestiksanordning.

## Anvendelse

Infusionskanyle til væsketerapi, transfusion og intravenøs medicinering.

## Produktfakta

Blødt og flexibelt

Røntgenfast.

Injektionsport med kliklåg, som sikrer minimal risiko for kontaminering.

## Opbevaring

Tørt og uden direkte sollys.



## Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
601780	Vasofix safety iv-kanyle 24G 0,7 X 19 mm gul	1/50	4269071S
601781	Vasofix safety iv-kanyle 22G 0,9 X 25 mm blå	1/50	4269098S
601783	Vasofix safety iv-kanyle 20G 1,1 X 33 mm rosa	1/50	4269110S
601784	Vasofix safety iv-kanyle 18G 1,3 X 33 mm grøn	1/50	4269330S
601785	Vasofix safety iv-kanyle 18G 1,3 X 45 mm grøn	1/50	4269136S
601786	Vasofix safety iv-kanyle 17G 1,5 X 45 mm hvid	1/50	4269152S
601787	Vasofix safety iv-kanyle 17G 1,7 X 50 mm grå	1/50	4269179S
941897	Vasofix safety iv-kanyle 14G 2,2 x 50 mm orange	1/50	4269225S

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2014)