



VARENUMMER

#3000



3.0 liter USON kanylebeholder - høj model

Denne USON kanylebeholder er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehæmninger til bortskaffelse af katetre, lange sprøjter skalpeller, kanyler mm.

Med UN godkendelse opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse og samtidig undgås u hensigtsmæssigt spild af farligt affald.

- UN godkendt (design og produktion sikrer høj sikkerhedsgrad)
- Væsketæt
- Gul underdel/gult låg

MATERIALE

Polypropylene (PP)



DIMENSIONER

Diameter (top): 13,2 cm
Højde: 29,5 cm

EMBALLERING

Antal pr. kasse: 50 stk.
Antal pr. palle: 800 stk.

TILBEHØR

Metal-ophæng til montering på væg eller stativ (# 3003)



USON PLAST A/S is certified by BVQI according to DS/EN ISO 9001 and 13485