

Sharpsafe kanylebeholder

Beskrivelse

Sharpsafe kanylebeholder "Pocket", 200ml (vare nr. 602011) er designet, så den nemt kan tages med hen til patienten, hvor den brugte kanyle kan kasseres på stedet.

"Pocket" har kanyleaftager i låget og er designet til sikker bortskaffelse og transport af kanyler. Låget har to funktioner, nemlig midlertidig og permanent lukning.

Sharpsafe kanylebeholder 600ml (vare nr. 602027) har samme slanke design som "Pocket" og er med hank, så den er nem at tage med.

Hullet i låget muliggør bortskaffelse af farlige/skarpe genstande, såsom sprøjter, skalpeller, kanyler, mm. Låget har to funktioner, nemlig midlertidig og permanent lukning.

Begge kanylebeholdere er i gult plast.

Materiale

Sharpsafe kanylebeholdere er fremstillet af miljøvenligt polypropylen, som bliver til kuldioxid og vand ved forbrænding.

Sikkerhed

Sharpsafe har EU godkendelse. Yderkartonen er mærket med lotnummer mv.

Opbevaring

Tørt og uden direkte sollys



Sharpsafe kanyleboks "Pocket" 200 ml (602011)



Sharpsafe kanyleboks 600 ml (602027)

Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.
602011	Kanyleboks sharpsafe pocket universal 200ml	1/100	DK4173
602027	Kanyleboks sharpsafe 600ml m/hank	1/100	DK4150

Der tages forbehold for trykfejl (22-08-2014)