

Uson kanylebehold Gul/klargul 1500ml, H15cm, Ø13,7cm(top)

Beskrivelse:

Uson kanylebeholder med kraftigt låg og bred sikkerhedskant + forstærket og afrundet bøttekant, der sikrer, at låget er nemt at påsætte. Låget har to funktioner - midlertidig og permanent lukning. Uson kanylebeholder gul/gul er fremstillet af miljøvenligt genbrugsplast. UN godkendelse nr. 3291. Lukket aftag. Materiale: Polypropylen.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

602025

1 stk.

715

Specifikationer

CE labeled product:

MD Classification:

OneMed A/S
Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED