



## 2.0 liter USON kanylebeholder

USON kanylebeholder 2.0 liter er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehæjninger.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af farlige/skarpe genstande – såsom sprøjter, skalpeller, kanyler mm.

Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Samtidigt minimeres spild og mængden af farligt affald.

Differentierede åbninger i låget guider brugeren til korrekt bortskaffelse af hhv. nåle, sprøjter, kanyler mm.

- Produktet er fremstillet i Danmark af miljøvenligt, stærkt og holdbart PP (polypropylene)
- Høj sikkerhedsgrad i forbindelse med design og produktion (ISO 9001)
- Forskellige låg-design – alt efter anvendelse
- Låget har to funktioner - midlertidig og permanent lukning
- Væsketæt samling mellem beholder og låg
- Standardfarverne er gennemfarvet gul og transparent gul
- Leveres i egen farve og med eget logo ved større ordrer
- Beholderne kan leveres uden UN godkendelse (prisbillig løsning)

### TILBEHØR

Disk til fastgørelse på bord eller vogn  
Metal-ophæng montering på væg/ stativ



Væg-ophæng #5200 Vogn-ophæng #5200 + #6000



Disc #4799

### MATERIALE

Polypropylene (PP)



### DIMENSIONER

Diameter (top): 13,70 cm  
Højde: 18 cm

### EMBALLERING

Antal pr. kasse: 100 stk.  
Antal pr. palle: 1.600 stk.



USON PLAST A/S is certified by BVQI according to DS/EN ISO 9001 and 13485