



## 21 liter USON kanylebeholder/skårspand

USON 21 liter kanylebeholder er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehæjninger.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af farlige/skarpe genstande – såsom sprøjter, skalpeller, kanyler mm.

Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Samtidigt minimeres spild og mængden af farligt affald.

Differentierede åbninger i låget guider brugeren til korrekt bortskaffelse af hhv. nåle, sprøjter, kanyler mm.

- Produktet er fremstillet i Danmark af miljøvenligt, stærkt og holdbart PP (polypropylene)
- Høj sikkerhedsgrad i forbindelse med design og produktion (ISO 9001)
- Forskellige låg-design – alt efter anvendelse
- Låget har to funktioner - midlertidig og permanent lukning
- Væsketæt samling mellem beholder og låg
- Standardfarverne er gennemfarvet gul, transparent gul, sort eller hvid
- Leveres i egen farve og med eget logo ved større ordrer
- Beholderne har UN-godkendelse nr. 3291

### MATERIALE

Polypropylene (PP)



### DIMENSIONER

Diameter (top): 29,0 cm

### EMBALLERING

Antal pr. palle: 180 stk.

### TILBEHØR

Stativ #4716 med hjul og låg holder #4719



USON kanyleaftræklåg

Klemlåg

Standard låg

Låg med stort hul og lovpligtige aftræk til kanyler og insulinpen.

Det har en midlertidig og en permanent lukkemulighed. For permanent lukning skal flapperne bøjes nedad, inden de trykkes fast ned i revnerne

ISO 9001 - ISO 13485  
Management System Certification

BUREAU VERITAS  
Certification Denmark A/S



USON PLAST A/S is certified by BVQI according to DS/EN ISO 9001 and 13485



Stativ #4716



Stativ #4716 med metal låg holder #4719

