

evercare[®] undersøgelseshandsker, nitril, SAFE X-LONG

REF: 6420, 6421, 6422, 6423, 6424

Undersøgelses- og beskyttelseshandske i nitril til engangsbrug, x-lang, blå.

Egenskaber

- ▶ Puderfri, ambidekstral og med rullet kant for ekstra manchetsstyrke.
- ▶ Fremragende berøringsfølsomhed og forbedret våd- og tørgreb med mikrostrukturerede fingerspidser.
- ▶ Stærk, blød og smidig handske med fremragende pasform.
- ▶ Lang manchet til forlænget beskyttelse af håndledet.
- ▶ Højere kvalitet med AQL 1,0 for pinholes for mere sikker brug.
- ▶ Egnede til brug ved kemoterapi.
- ▶ Fremragende virale barriereegenskaber, beskytter mod en lang række kemiske stoffer.
- ▶ Handskens slidstyrke er også testet ved kolde temperaturer for at bekræfte, at den er egnet til brug under kolde arbejdsforhold udendørs som f.eks. ambulancearbejde.
- ▶ Fri for latex og proteiner, godt alternativ til dem, der lider af type I-allergier.



Anbefalinger for brug



Intensivpleje



Rengøring og overfladedesinfektion





Laboratorie



Medicinadministration, apoteker



God beskyttelse mod smitte

REF	Beskrivelse	Størrelseskode	Total længde	Forpakning æske/karton
6420	Undersøgelseshandsker, nitril, SAFE X-LONG, XS, Blå		295 mm	100 / 1000
6421	Undersøgelseshandsker, nitril, SAFE X-LONG, S, Blå		295 mm	100 / 1000
6422	Undersøgelseshandsker, nitril, SAFE X-LONG, L, Blå		295 mm	100 / 1000
6423	Undersøgelseshandsker, nitril, SAFE X-LONG, L, Blå		295 mm	100 / 1000
6424	Undersøgelseshandsker, nitril, SAFE X-LONG, XL, Blå		295 mm	100 / 1000

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr og personligt beskyttelsesudstyr.



REACH forordning: Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Tæthed: AQL 1.0

Brudstyrke: $\geq 6,0$ N (før og efter udfordringstest)

Biologisk evaluering: Cytotoksicitet testet iht. til EN ISO 10993-5
Irritation og hudsensibilisering testet iht. til EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav: Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745
Forordning for personlig beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425, PPE R kategori III. EU-overensstemmelses erklæring for personlig beskyttelsesudstyr: <https://www.evercare-medical.com/about-us>

Overholdelse af produktstandarder: EN 455: 1 – 4

Kemisk resistens: Testet i henhold til EN 16523-1

Fødevarer sikkerhed: I henhold til EU regulativet 1935/2004 er hansken egnet til håndtering af alle fødevarer.

Øvrige gennemførte tests: Testet for lufttæthed og vand penetration iht. EN 374-2 (level 2)
Kemikalierester
Behændighed, længde og pH iht EN 420
Mekanisk performance iht. EN 388
Mikrobiologisk kvalitet
RoHS-overensstemmelse
Modstandsevne over for nedbrydning ved kemikalier i henhold til EN 374-4
Viral penetration i henhold til EN 374-5 og ASTM F1671

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 420

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Håndflade Acrylnitril-butadien (nitril), tykkelse for enkelt lag min. 0,09 mm

Finger Acrylnitril-butadien (nitril), tykkelse for enkelt lag min. 0,14 mm

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Produktet indeholder dithiocarbamater - må ikke anvendes ved overfølsomhed over for disse stoffer.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	Cellulose, TCF kvalitet	260 x 125 x 75
Transportkarton	Cellulose, TCF kvalitet	390 x 260 x 266
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
6420	N/A	06438129313154	06438129513158
6421	N/A	06438129313161	06438129513165
6422	N/A	06438129313178	06438129513172
6423	N/A	06438129313185	06438129513189
6424	N/A	06438129313192	06438129513196

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.