

Dispenserstativ undersøgelseshandsker

Beskrivelse

Dispenserstativ i hvid metaltråd til én eller tre handskeæsker
 Passer til alle æskestørrelser

Anvendelse

Opbevaring af dispenseræske med undersøgelseshandsker

Produktfakta

Max dybde: 9 cm

Max bredde: 25,5 cm

Totalmål på stativ til 3 æsker: 40 x 9,5 x 23 cm

Sikkerhed

Monteres på væg med 2 skruer

Materiale

Polyesterlakeret jerntråd

Opbevaring

Tørt og uden direkte sollys



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
701093	Dispenserstativ til 1 æske handsker, hvid tråd	1/10	2210
701094	Dispenserstativ til 3 æsker handsker, hvid tråd	1/10	13498

Der tages forbehold for trykfejl (Juni 2016)