

## evercare<sup>®</sup> kirurgiske gazekompresser, røntgenpåviselige, sterile

REF: 3206-01, 3213-01, 3214-01, 3215-01

evercare<sup>®</sup> kirurgiske gazekompresser, røntgenpåviselige, sterile har farvekodning for nem produktidentifikation og numerisk kontrolsystem for at lette optælling. Kontrolsystemet indeholder følgende oplysninger: farvekode, REF-nummer, produktets tørvægt, antal individuelle kompresser, størrelsen på individuelle kompresser, materiale og kontrolbatchnummer. Som en del af produktionsprocessen optælles og kontrolleres produkterne af en metaldetektor, og materialet støvsuges for at minimere løse tråde. Inkluderer en ekstra non-woven pose under den sterile barriere for at muliggøre aseptisk teknik, når de tages ud af posen og skal holde produkterne på plads.

### Egenskaber

- ▶ Røntgenpåviselig
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Numerisk styresystem
- ▶ Farvekodningssystem til nem produktidentifikation
- ▶ Pakket i en forsejlet fnugfri indpakning, der er nem at åbne
- ▶ Høj sugsevne
- ▶ Røntgenpåviselig tråd, der er svejset fast på gazen på sikker vis.
- ▶ PVC- og ftalatfri røntgenpåviselig tråd
- ▶ Alle kanter er foldet og syet sikkert, før den endelige foldning, for at minimere løse tråde
- ▶ Lotnummer på hvert kontrolkort
- ▶ Nem peel-åbning af enhedens emballage




REF	Beskrivelse	Farvekode	Størrelse	Forpakning æske/karton
3206-01	Kirurgisk kompres, røntgenpåviselig, 12-lags, pakke med 5 stk., steril, Orange		10 x 10 cm	100 / 600
3213-01	Kirurgisk kompres, røntgenpåviselig, 4-lags, pakke med 5 stk., steril, Lilla		10 x 60 cm	120 / 720
3214-01	Kirurgisk kompres, røntgenpåviselige, 8-lags, pakke med 5 stk., steril, Grøn		10 x 60 cm	65 / 390
3215-01	Kirurgisk kompres, røntgenpåviselig, 12-lags, pakke med 5 stk., steril, Rød		10 x 60 cm	50 / 300

Salgsenhed: Transportkarton

## Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



### REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10  
EN ISO 10993-11

### Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

### Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135, EN 14079

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Gaze	100 % bomuld, 17 tråde/cm <sup>2</sup> , hvid
Røntgenpåviselig tråd	PP, DEHP-fri, PVC-fri, ftalatfri røntgentråd (med bariumsulfat), sort
Sytråd	100 % bomuld, hvid
Inderemballage	PP spunbond non-woven, blå

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Kontroller mængden af genstande før brug. Hvis mængden er anderledes end angivet på emballagen, må du ikke bruge produktet.
<b>Anbefaling for opbevaring</b>	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefaling for bortskaffelse</b>	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
<b>Holdbarhed</b>	5 år

## Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkelt pakke</b>	Medicinsk papir, PP/PE film	3206-01: 150 x 185 3213-01: 150 x 280 3214-01: 150 x 280 3215-01: 150 x 280
<b>Pakke</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	3206-01: 185 x 155 x 250 3213-01: 273 x 140 x 310 3214-01: 273 x 140 x 310 3215-01: 273 x 140 x 310
<b>Transportkarton</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	3206-01: 262 x 570 x 325 3213-01: 285 x 640 x 440 3214-01: 285 x 640 x 440 3215-01: 285 x 640 x 440
<b>Pakketape</b>	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

## Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
<b>3206-01</b>	06438129122251	06438129322255	06438129522259
<b>3213-01</b>	06438129122220	06438129322224	06438129522228
<b>3214-01</b>	06438129122237	06438129322231	06438129522235
<b>3215-01</b>	06438129122244	06438129322248	06438129522242

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.