

## evercare<sup>®</sup> XP Standard OP-kitler, sterile

REF: 2504, 2505, 2507, 2509, 2510, 2514, 2515, 2517, 2519, 2520

evercare<sup>®</sup> XP Standard OP-kitler er velegnede til tørre operationer. Fremstillet i et blødt SMS-materiale med antistatisk og alkoholafvisende behandling for øget brugerbeskyttelse. Alle evercare<sup>®</sup> OP-kitler udgør en effektiv barriere mod kropsvæsker, hudpartikler og mikrober og er designet til optimal komfort og bevægelsesfrihed. Det justerbare burrebånd i nakken sikrer optimal pasform og mulighed for justering. Manchetter af høj kvalitet for forbedret komfort og tætsiddende runde håndled. Kitlen er steriliseret med EO-gas og pakket i enkeltposer, der er nemme at åbne. Topmoderne emballagesystem med praktisk, funktionel dispenser og mærkning. Enhedspakker leveres med aftagelige etiketter med strekkoder for at forbedre sporbarheden.

### Egenskaber


- ▶ God beskyttelse og ekstra komfort, antistatisk og alkoholafvisende behandlet
- ▶ Sømme varmforsøget med ultralyd til ærmer og skuldre for at øge komforten ved at reducere overflødige materialer, der forårsager ubehag
- ▶ Kittel med overlappende ryg og justerbar velcro i nakken giver mulighed for optimal pasform til individuelle justeringer.
- ▶ Tydeligt stempel med størrelse og ydelsestype.
- ▶ Bæltekort med tydelig anførelse af steril/usteril til sikker påtagning.
- ▶ Foldningen muliggør udpakning og påtagning uden risiko for kontaminering.
- ▶ SMS-materiale med lav fnugdannelse og meget høj slidstyrke



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
2504	XP Standard OP-kittel, steril, Blå	M-kort	21 / 42
2505	XP Standard OP-kittel, steril, Blå	M	20 / 40
2507	XP Standard OP-kittel, steril, Blå	L	20 / 40
2509	XP Standard OP-kittel, steril, Blå	XL	18 / 36
2510	XP Standard OP-kittel, steril, Blå	XXL	18 / 36
2514	XP Standard OP-kittel med håndklæder, steril, Blå	M-kort	21 / 42
2515	XP Standard OP-kittel med håndklæder, steril, Blå	M	20 / 40
2517	XP Standard OP-kittel med håndklæder, steril, Blå	L	20 / 40
2519	XP Standard OP-kittel med håndklæder, steril, Blå	XL	18 / 36
2520	XP Standard OP-kittel med håndklæder, steril, Blå	XXL	18 / 36

## Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



### REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

### Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135, EN 13795-1 Standard performance

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

## Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Krop, ærme, bælte	PP SMS non-woven, blå
Manchet	PES, ribstrikket stof
Halsstrimmel	PP spunbond non-woven, hvid
Burrebånd	PA, vævet strimmel med burrebånd
Bæltekort	Cellulosepulp (ECF), hvid
Indpkningscrepe	Pulp (ECF), hvid
Sytråd	PES, hvid
Håndklæde	Scrim-forstærket stof, hvid

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefaling for opbevaring</b>	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefaling for bortskaffelse</b>	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
<b>Holdbarhed</b>	5 år

## Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	242 x 334
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	381 x 279 x 320
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	574 x 401 x 330
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

## Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
2504	06438129112139	06438129312133	06438129512137
2505	06438129112146	06438129312140	06438129512144
2507	06438129112153	06438129312157	06438129512151
2509	06438129112160	06438129312164	06438129512168
2510	06438129112177	06438129312171	06438129512175
2514	06438129112184	06438129312188	06438129512182
2515	06438129112191	06438129312195	06438129512199
2517	06438129112207	06438129312201	06438129512205
2519	06438129112214	06438129312218	06438129512212
2520	06438129112221	06438129312225	06438129512229

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.