

## evercare® XP Special OP-kitler, sterile

REF: 2534, 2535, 2537, 2539, 2540, 2544, 2545, 2547, 2549, 2550

evercare® XP Special OP-kitler er velegnede til procedurer med mellemstore til store mængder væske. Fremstillet i et blødt SMS-materiale med antistatisk og alkoholafvisende behandling for øget brugerbeskyttelse. evercare® XP Special er forstærket med et åndbart materiale i den kritiske zone, foran og i ærmerne, for at maksimere beskyttelsen mod kontaminering af operationssåret og for at beskytte brugeren ved våde procedurer. Alle evercare® OP-kitler udgør en effektiv barriere mod kropsvæsker, hudpartikler og mikrober og er designet til optimal komfort og bevægelsesfrihed. Det justerbare burrebånd i nakken sikrer optimal pasform og mulighed for justering. Kitlen er steriliseret med EO-gas og pakket i enkeltposer, der er nemme at åbne. Topmoderne emballagesystem med praktisk, funktionel dispenser og mærkning. Enhedspakker leveres med aftagelige etiketter med stregkoder for at forbedre sporbarheden.

### Egenskaber

- ▶ God beskyttelse og ekstra komfort, antistatisk og alkoholafvisende behandlet
- ▶ Sømme varmforsøget med ultralyd til ærmer og skuldre for at øge komforten ved at reducere overflødige materialer, der forårsager ubehag
- ▶ Kittel med overlappende ryg og justerbart burrebånd i nakken giver mulighed for optimal pasform til individuelle justeringer
- ▶ Tydeligt stempel med størrelse og ydelsestype
- ▶ Bæltekort med tydelig anførelse af steril/usteril til sikker påtagning
- ▶ Foldningen muliggør udpakning og påtagning uden risiko for kontaminering
- ▶ SMS-materiale med lav fnugdannelse og meget høj slidstyrke




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
2534	XP Special OP-kittel, steril, Blå	M-kort	21 / 42
2535	XP Special OP-kittel, steril, Blå	M	20 / 40
2537	XP Special OP-kittel, steril, Blå	L	20 / 40
2539	XP Special OP-kittel, steril, Blå	XL	18 / 36
2540	XP Special OP-kittel, steril, Blå	XXL	18 / 36
2544	XP Special OP-kittel med håndklæder, steril, Blå	M-kort	21 / 42
2545	XP Special OP-kittel med håndklæder, steril, Blå	M	20 / 40
2547	XP Special OP-kittel med håndklæder, steril, Blå	L	20 / 40
2549	XP Special OP-kittel med håndklæder, steril, Blå	XL	18 / 36
2550	XP Special OP-kittel med håndklæder, steril, Blå	XXL	18 / 36

Salgsenhed: Transportkarton

## Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



### REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

### Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135, EN 13795-1 High performance

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

## Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Krop, ærme, bælte	PP SMS non-woven, blå
Forstærket ærme og forstykke	PP non-woven / åndbar PE-film, hvid
Manchet	PES, ribstrikket stof
Halsstrimmel	PP spunbond non-woven, hvid
Burrebånd	PA, vævet strimmel med burrebånd
Bæltekort	Cellulosepulp (ECF), hvid
Indpakkingscrepe	Pulp (ECF), hvid
Sytråd	PES, hvid
Håndklæde	Scrim-forstærket stof, hvid

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefaling for opbevaring</b>	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefaling for bortskaffelse</b>	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
<b>Holdbarhed</b>	5 år

## Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkelt pakke</b>	Medicinsk papir, PP/PE film	242 x 334
<b>Pakke</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	2534: 381 x 279 x 320 2535: 381 x 279 x 320 2537: 381 x 279 x 320 2539: 381 x 279 x 320 2540: 381 x 279 x 370 2544: 381 x 279 x 320 2545: 381 x 279 x 320 2547: 381 x 279 x 370 2549: 381 x 279 x 370 2550: 381 x 279 x 370
<b>Transportkarton</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	2534: 574 x 401 x 330 2535: 574 x 401 x 330 2537: 574 x 401 x 330 2539: 574 x 401 x 330 2540: 574 x 401 x 380 2544: 574 x 401 x 330 2545: 574 x 401 x 330 2547: 574 x 401 x 380 2549: 574 x 401 x 380 2550: 574 x 401 x 380
<b>Pakketape</b>	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

## Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
2534	06438129112238	06438129312232	06438129512236
2535	06438129112245	06438129312249	06438129512243
2537	06438129112252	06438129312256	06438129512250
2539	06438129112269	06438129312263	06438129512267
2540	06438129112276	06438129312270	06438129512274
2544	06438129112283	06438129312287	06438129512281
2545	06438129112290	06438129312294	06438129512298
2547	06438129112306	06438129312300	06438129512304
2549	06438129112313	06438129312317	06438129512311
2550	06438129112320	06438129312324	06438129512328

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.