


evercare[®] pædiatrisk universalsæt

REF: 1030-02

evercare[®] pædiatrisk universalsæt, sterilt, er et alsidigt sæt, der indeholder dele, der er nødvendige ved en lang række forskellige kirurgiske indgreb.

Egenskaber

- ▶ Klæbende OP tape
- ▶ Blødere klæbemiddel gør det nemmere at fjerne og flytte afdækningen
- ▶ Hovedafdækning overholder kravene i EN 13795-1 Højtydende, kritisk produktområde



| REF | Beskrivelse | Størrelse | Forpakning æske/karton |
|---------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1030-02 | Pædiatrisk universalsæt, sterilt | Se materialeoversigt | 7 / 14 |

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN13795-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

| Produkt komponent | Råvare og egenskaber |
|--|---|
| 1 klæbende OP-tape | 9 x 50 cm, Non-woven polyester, blå, beklædt med klæbemiddel |
| 1 Mayo-afdækning | 78 x 145 cm, forstærket, Laminat: PP non-woven/PE-film/PE-film, blå |
| 4 Håndklæder | 30 x 34 cm, pulp, råhvid, trådforstærket |
| 2 afdækningslagen m/klæb, pædiatrisk | 75 x 75 cm, Laminat: blå PP non-woven/blå PE-film/hvid PP non-woven |
| 1 Afdækning m/klæb, medium, pædiatrisk | 180 x 180 cm, Laminat: blå PP non-woven/blå PE-film/hvid PP non-woven |
| 1 Afdækning m/klæb, large, pædiatrisk | 150 x 240 cm, Laminat: blå PP non-woven/blå PE-film/hvid PP non-woven |
| 1 Instrumentbordsafdækning | 150 x 190 cm, Laminat: PP non-woven/polyethylenfilm, blå |

Advarsler og anbefalinger

| | |
|-------------------------------------|--|
| Advarsler | Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget. |
| Anbefaling for opbevaring | Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon. |
| Anbefaling for bortskaffelse | Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger |
| Holdbarhed | 5 år |

Forpakkingsoplysninger

| Forpakning | Materiale | Størrelse (L x B x H) mm |
|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| Enkelt pakke | Medicinsk papir, PE/PET film | 420 x 603 |
| Pakke | TCF eller ECF kvalitet | 485 x 285 x 287 |
| Transportkarton | TCF eller ECF kvalitet | 500 x 310 x 590 |
| Pakketape | Gennemsigtig | N/A |

Stregkoder / UDI-DI

| REF | Enkelt pakke | Pakke | Transportkarton |
|---------|----------------|----------------|-----------------|
| 1030-02 | 06438129116687 | 06438129316681 | 06438129516685 |

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.