


## evercare<sup>®</sup> lodret afdækningssæt, Large

REF: 1226-02

evercare<sup>®</sup> lodret afdækningssæt, Large, sterilt, er en kirurgisk afdækning, der danner en lodret barriere for at holde C-armen isoleret fra det sterile operationsområde under hofte-/femurfraktur- eller traume procedurer.

### Egenskaber

- ▶ Incisionsfilm
- ▶ Gennemsigtig afdækning
- ▶ Væskeopsamlingspose
- ▶ Absorberende plaster
- ▶ Slangeholdere
- ▶ Suge-/diatermiposer
- ▶ Hovedafdækning overholder kravene i EN 13795-1 Højtydende, kritisk produktområde



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
1226-02	Lodret afdækningssæt, Large, sterilt	Se materialeoversigt	7 / 14

Salgsenhed: Transportkarton

## Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



**REACH forordning:** Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

**Biologisk evaluering:** EN ISO 10993-01  
EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

**Lovmæssige krav:** Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

**Overholdelse af produktstandarder:** EN13795-1

**Kvalitetsstandarder:** EN ISO 13485

**Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:** EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
4 Håndklæder	30 x 34 cm, pulp, råhvid, trådforstærket
1 Mayo-afdækning	78 x 145 cm, forstærket, Laminat: blå PP non-woven/blåhvid PE-film/blå PE-film
1 Lodret afdækning, large	240 x 330 cm, gennemsigtig polyethylenfilm, incisionsfilm 86 x 25 cm, polyethylenfilm beklædt med klæbemiddel, væskeopsamlings- og suge-/diatermiposer 24 x 24 cm, gennemsigtig polyethylenvinylacetat, væskeopsamlingsposetråd i metal med blå polyethylenbelægning, bundudgang i hvid polypropylen, slangeholdere i blå polyethylenfilm
1 Universalafdækning	150 x 190 cm, Laminat: PP non-woven/PE-filmlaminat, blå

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget.
<b>Anbefaling for opbevaring</b>	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefaling for bortskaffelse</b>	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
<b>Holdbarhed</b>	5 år

## Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PE/PET film	420 x 603
Pakke	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Pakketape	Gennemsigtig	N/A

## Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
1226-02	06438129116755	06438129316759	06438129516753

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.