


evercare[®] ekstremitetssæt

REF: 1231-02

evercare[®] ekstremitetssæt, sterilt, er et sterilt afdækningsset til knæoperationer.

Egenskaber

- ▶ Elastisk fenestrering
- ▶ Absorberende plaster
- ▶ Elastisk stockinette
- ▶ Slangeholdere
- ▶ Klæbende OP tape
- ▶ Hovedafdækning overholder kravene i EN 13795-1 Højtydende, kritisk produktområde



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
1231-02	Ekstremitetssæt, sterilt	Se materialeoversigt	4 / 8

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning: Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering: EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav: Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder: EN13795-1

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
4 Håndklæder	30 x 34 cm, pulp, råhvid, trådforstærket
1 Mayo-afdækning	78 x 145 cm, forstærket, Laminat: blå PP non-woven/blåhvid PE-film/blå PE-film, blåt absorberende stykke 65 x 85 cm
2 Op-tape	9 x 50 cm, Non-woven polyester, blå, beklædt med klæbemiddel
1 instrumentbordsafdækning, foldet	150 x 190 cm, PP non-woven/polyethylenfilm laminat, blå
1 stockinette small	22 x 75 cm, styrenbutadien Styrenfilm/elastisk gaze polyester, teleskopfoldning
1 Ekstremitetsafdækning	230 x 300 cm, PP non-woven/polyethylenfilm laminat, blå/PP non-woven, hvid, blåt absorberende stykke 50 x 100 cm, PP non-woven, elastisk åbning 7 cm, elastisk materiale styren/butadien/styren, slangeholdere i blåt non-woven
1 Instrumentbordsafdækning	150 x 190 cm, PP non-woven/polyethylenfilm laminat, blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PE/PET film	420 x 603
Pakke	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Pakketape	Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
1231-02	06438129116779	06438129316773	06438129516777

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.