


evercare[®] angiografisæt

REF: 1241-02

evercare[®] angiografisæt, sterilt, er et sæt til afdækning af patienter og operationsenheder ved angiografiske procedurer.

Egenskaber

- ▶ Gennemsigtige sidepaneler
- ▶ Absorberende plaster
- ▶ Klæbende OP tape
- ▶ Hovedafdækning overholder kravene i EN 13795-1 Højtydende, kritisk produktområde



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
1241-02	Angiografisæt, sterilt	Se materialeoversigt	4 / 8

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN13795-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
1 instrumentbordsafdækning, foldet	140 x 150 cm, Laminat: PP non-woven/PE-film, blå
2 Håndklæder	30 x 34 cm, pulp, råhvid, trådforstærket
1 Absorberende lagen	56 x 75 cm, spunlace non-woven, i polyester/pulp viskose, hvid
1 Afdækningslagen m/klæb	50 x 60 cm, laminat: PP non-woven/polyethylenfilm, blå
1 Angiografiafdækning	230 x 370 cm, Laminat PP nonwoven, blå/plastikfilm, gennemsigtige sidepaneler absorberende stykke 230 x 75 cm, PP non-woven, mørkeblå, åbninger 5 x 7 cm (2 stk.) og 7 x 10 cm (2 stk.)
1 Instrumentbordsafdækning	150 x 140 cm, Laminat: PP non-woven/polyethylenfilm, blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PE/PET film	420 x 603
Pakke	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Pakketape	Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
1241-02	06438129119053	06438129319057	06438129519051

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.