


evercare[®] lodret afdækning Large

REF: 1332-02

evercare[®] lodret afdækning med lille væskeopsamlingspose er en kirurgisk afdækning, der danner en lodret barriere for at holde C-armen isoleret fra det sterile operationsområde under hofte-/femurfraktur- eller traume procedurer. Steril

Egenskaber

- ▶ Væskeopsamlingspose
- ▶ Suge- og diatermipose
- ▶ Incisionsfilm
- ▶ Overholder kravene i EN 13795-1 til højtydende, kritisk produktområde



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
1332-02	Lodret afdækning med integreret incisionsfilm, væskeopsamlings- og diatermiposer, steril, Gennemsigtig	330 x 240 cm, åbning 86 x 25 cm, poser 24x 24 cm	10 / 20

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN13795-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Lodret afdækning	PE-film, gennemsigtig
Incisionsfilm	Polyethylen med klæbemiddel
Væskeopsamlings- og suge-/diatermiposer	PEVA, gennemsigtig
Wire til væskeopsamlingspose	Metal med blå polyethylenbelægning
Ventil	PE, hvid
Slangeholdere	PE-film, blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PE/PET film	420 x 603
Pakke	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Pakketape	Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
1332-02	06438129119305	06438129319309	06438129519303

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.