


evercare[®] slangeovertræk

REF: 1810, 1815

evercare[®] slangeovertræk, steril, fås i en lang række afdækninger til sterilt udstyr, der passer til de fleste anvendelsesområder.

Egenskaber

- ▶ Gennemsigtig
- ▶ Overholder kravene i EN 13795-1 til højtydende, kritisk produktområde



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
1810	Slangeovertræk, steril, Gennemsigtig	8 x 120 cm	65 / 260
1815	Slangeovertræk, steril, Gennemsigtig	15 x 250 cm	30 / 120

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-7

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN13795-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Afdækningsmateriale	PE-slange, gennemsigtig
Integreret dobbeltbelagt fikseringstape	PES
Elastisk ring	Latex-fri

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, Gennemsigtig	150 x 290
Pakke	TCF eller ECF kvalitet	265 x 143 x 234
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet	545 x 310 x 246
Pakketape	Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
1810	06438129111668	06438129311662	06438129511666
1815	06438129111675	06438129311679	06438129511673

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.