


evercare[®] væskeopsamlingspose med si, 62 x 50 cm

REF: 1873

evercare[®] væskeopsamlingspose med si, steril, er en gennemsigtig skyllepose, som indeholder en klæbestrimmel, si og udgangsport. Designet til opsamling af skyllevæsker og vævsprøver under kirurgiske indgreb.

Egenskaber

- ▶ Gennemsigtig
- ▶ Klæbepose




62 x 50 cm

REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
1873	Væskeopsamlingspose med si, steril, Gennemsigtig	62 x 50 cm	11 / 44

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-7

Lovmæssige krav:

Direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 13795, EN ISO 11135:2014/A1:2019

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Hovedmateriale	100% PEVA, gennemsigtig
Si	PE/PET non-woven, hvid
Ventil til væskeopsamlingspose	PE, hvid
Tråd til væskeopsamlingspose	Metal, belagt med PE

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PE/PET film	250 x 390
Pakke	TCF eller ECF kvalitet	285 x 242 x 287
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Pakketape	Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
1873	06438129111750	06438129311754	06438129511758

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.