

# KD-Penofine Penkanyle 31G (0.25 x 5 mm) Lyslila

## Beskrivelse:

KD-PENOFINE sterile penkanyle til engangsbrug er beregnet til at blive tilsluttet til kompatible insulinpenne til administration af insulin inden for rammerne af et diabetes mellitus-behandlingsregime. KD-PENOFINE er ikke-toksiske, pyrogenfri og steriliseret med ethylenoxid (EO). PVC- og DEHP-fri, latexfri. Holdbarhed: 5 år.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

8002299

100 stk.

904282T

## Specifikationer

### Sikkerhedskanyle:

Nej

### CE labeled product:

Ja

### Gauge:

31

### MD Classification:

MDD Class IIa

### Længde:

5

### Diameter:

0,25

### OneMed A/S

Kappa 3, Søften  
8382 Hinnerup  
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109  
info.dk@onemed.com  
shop.onemed.dk

ONEMED