

SELEFA® Gazekompresser, pakke med 2 stk., 12-lags, sterile

REF: 222289, 222291

SELEFA® gazekompresser, 12 lag, ES foldede kanter, sterile, er primært beregnet til at dække eller rense og absorbere blod og ekssudat fra sår og hudafskrabninger. Kan også anvendes til ikke-invasive medicinske procedurer som f.eks. polstring, tørring, beskyttelse, hud- og sårrensning eller som sekundær bandage. Gode absorberende egenskaber og i overensstemmelse med EN 14079 for at sikre bomuldsgaze af høj kvalitet.

Egenskaber

- ▶ 100 % bomuldsgaze
- ▶ Miljøvenlig blegning (ingen klor)
- ▶ "ES"-foldede kanter
- ▶ 17 tråde pr. Cm²
- ▶ Foldede kanter for at forhindre løse tråde
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Brugervenlig enhedspose
- ▶ Pakke med 2 stk.




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
222289	Gazekompresser, pakke med 2 stk., 12-lags, sterile	10x10 cm	80 / 1280
222291	Gazekompresser, pakke med 2 stk., 12-lags, sterile, Hvid	5x5 cm	80 / 1440

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 14079, EN ISO 11135-1, EN ISO 11737-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

100 % bomuldsgaze, hvid

100 % bomuldsgaze, hvid

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	222289: 133 x 135 222291: 75 x 90
Pakke	TCF eller ECF kvalitet	222289: 135 x 130 x 145 222291: 90 x 78 x 145
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet	222289: 530 x 280 x 300 222291: 280 x 245 x 300
Pakketape	PVC fri	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
222289	06438129151404	06438129351408	06438129551402
222291	6438129151428	6438129351422	6438129551426

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.