

Idealbinde

Kortstræksbind, kraftig komprimerende



Produktet:

Kortstræksbind af 100 % bomuld, kan strækkes ca. 90 %.

Materialet er behageligt og luftgennemtrængeligt. Det er modstandsdygtigt over for sårsekreter, salver og sved, ligesom det kan vaskes, koges og steriliseres (autoklave 121 C). DIN 61632

Anvendelse:

Idealbinde anvendes til kraftig kompression ved åreknuder, årebetændelser, lymfatiske ødemer, til præ- og postoperativ thromboseprofylakse; til behandling af seneskedehindebetændelser; til støtte og aflastning ved distorsioner og luksationer, til efter-behandling af frakturer; til fiksering.

Sortiment:

Idealbinde

5 m strakt længde

Med bandage klips, pakket enkeltvis

Bredde (cm)	REF	Antal
4	14 100	10/80
6	14 101	10/100
8	14 102	10/100
10	14 103	10/60
12	14 104	10/80
15	14 105	10/60
20	14 106	1/35
30	14 108	1/15

Uden bandage klips, pakket i kasse

Bredde (cm)	REF	Antal
4	14 110	10/80
6	14 111	10/100
8	14 112	10/100
10	14 113	10/60
12	14 114	10/80
15	14 115	10/60
20	14 116	10/60
30	14 118	10/40