



ViTri: Crepebind



Produktbeskrivelse:

Elastisk crepebind i bomuld med elementer af syntetisk materiale. Kan steriliseres i en autoklave 134 ° C. Specielt velegnet til støtte, lindring.

Elasticitet ca. 115%. Længde ikke strakt: ca. 2,5 meter.

Materialer:

61% bomuld, 38% polyamid, 1% polyuretan, med vævet kant.

Ü^nummer	Specifikationer og forpakning	Xæ^nummer
30816	4cmx4m, 10 stk./pakke, 100 stk./transportkarton	951246
30817	6cmx4m, 10 stk./pakke, 100 stk./transportkarton	951247
30818	8cmx4m, 10 stk./pakke, 100 stk./transportkarton	951248
30819	10cmx4m, 10 stk./pakke, 100 stk./transportkarton	951249
30820	12cmx4m, 10 stk./pakke, 50 stk./transportkarton	
30821	15cmx4m, 10 stk./pakke, 50 stk./transportkarton	