


## SUGEKATETER

Lige, coudé (buede)  
samt med vakuumkontrol


Medioplast tilbyder et udvalg af sugekatetre, fremstillet til forskellige behov inden for pleje. Vi tilbyder et stort sortiment, bestående af forskelligt materiale, størrelser og design, samt differentieret emballage.

## DESIGN

Coudé kateteret har en **vinklet spids**, som gør det muligt at styre retningen på kateteret i bronkietræet. En lille markering på konnektoren indikerer, hvilken vej spidsen bøjer.



Alle sugekatetre har en farvekodet konnektør som standarden for sugekateter **EN ISO 8836:2019** for at identificere den korrekte størrelse.





Coudé sugekatetre (buede) fås 53 cm langt, inkl. konnektør (4 cm).



Alle sugekatetre har et blødt, rundt hul i sugespidsen **uden skarpe kanter**. Desuden er der to aflastningshuller; ét på hver side, ca 1 cm fra sugespidsen for at sikre, at suget ikke suger sig fast i slimhinden.




Der findes sugekatetre med indbygget **vakuumkontrol**, disse vil gøre det muligt for dig at styre sugestyrken med fingerspidsen.



Lige katetre fås i **3 længder**, inklusiv konnektør (4 cm), 25 cm, 40 cm, 53 cm.

Sugekatetre med vakuumkontrol fås i **to længder** inklusiv konnektør (6 cm) : 35 cm sugekateter med centimetergradering samt 53 cm uden gradering.



Samtlige sugekatetre er engangsprodukter som leveres sterile med **holdbarhed på 5 år**. Steriliseringsmetode Etylenoxid (ETO).



# MATERIALE

Mediplast tilbyder sugekatetre i to forskellige materialer, **PVC uden ftalater eller TPE** som er et PVC-frit materiale. Blødgøreren som anvendes til PVC er et non-ftalat som hedder ATBC.

Et sugekatetre kan sjældent genanvendes, og kasseres som almindeligt affald til forbrænding. Af miljøhensyn stræbes der i dag efter at undgå brugen af PVC, fordi dette er en klorplast, der danner saltsyre (HCl) under forbrændingen. Der kræves særlige faciliteter til at håndtere den saltsyre, der opstår, og i tilfælde, hvor der er PVC-fri alternativer anbefales det i stedet.

For brugeren kan der være en lille forskel i de to materialer. Det PVC-frie alternativ er mere stift, mens sugekateteret i PVC er blødere og mere fleksibelt. Dette kan være en faktor, når du vælger materiale.

## EMBALLAGE


Produktemballagen er en såkaldt **peel pack**, der er lavet af papir og plast. Det har et hul i toppen, der kan anvendes som ophæng.




Emballagen har en blå prikket inderside, som er en belægning, der gør det muligt at adskille papiret fra plasten **uden at rive det**.

Produkterne pakkes efter tre-lags-princippet. 100 sugekatetre pakkes i en afdelingspakke, 6 afdelingspakker med 600 sugekatetre i en transportkasse. Den mindste enhed, der kan bestilles, er 100 stk. = MBE.

For nemmere håndtering tilbyder Mediplast **sugekatetre enkeltpakket** med henblik på at lette udtagningen af et produkt fra æsken og holde de resterende produkter lige og flade inde i forpakningen.



I vores standard-emballage er sugekateterne i perforerede ark inde i afdelingsemballagen.



**SUGEKATETER LIGE, 25 CM**

PVC fri enkeltpakket	PVC fri I perforerede ark	PVC ATBC I perforerede ark	Str / Ch	Farve	Æske/ Trsp.karton
	60880525	60130525-1	05	grå	100/600
608806251	60880625	60130625-1	06	lys grøn	100/600
608808251	60880825	60130825-1	08	lys blå	100/600
608810251	60881025	60131025-1	10	sort	100/600
608812251	60881225	60131225-1	12	hvid	100/600
608814251	60881425	60131425-1	14	grøn	100/600
	60881625		16	orange	100/600


**SUGEKATETER LIGE, 40 CM**

PVC fri enkeltpakket	PVC fri I perforerede ark	PVC ATBC I perforerede ark	Str / Ch	Farve	Æske/ Trsp.karton
	60880540		05	grå	100/600
608806401	60880640	60130640-1	06	lys grøn	100/600
608808401	60880840	60130840-1	08	lys blå	100/600
608810401	60881040	60131040-1	10	sort	100/600
608812401	60881240	60131240-1	12	hvid	100/600
608814401	60881440	60131440-1	14	grøn	100/600
608816401	60881640	60131640-1	16	orange	100/600

**SUGEKATETER LIGE, 53 CM**


PVC fri enkeltpakket	PVC fri I perforerede ark	PVC ATBC I perforerede ark	Str / Ch	Farve	Æske/ Trsp.karton
608806531	60880653	60130653-1	06	lys grøn	100/600
608808531	60880853	60130853-1	08	lys blå	100/600
608810531	60881053	60131053-1	10	sort	100/600
608812531	60881253	60131253-1	12	hvid	100/600
608814531	60881453	60131453-1	14	grøn	100/600
608816531	60881653	60131653-1	16	orange	100/600
		60131853-1	18	rød	100/600

Æske = mindste kvantitet/bestilling  
 Producent: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)



**SUGKATETER, COUDÉ, 53 CM**

PVC fri enkeltpakket	PVC fri I perforerede ark	PVC ATBC I perforerede ark	Str / Ch	Farve	Æske/ Trsp.karton
608708531	60870853	60170853-1	08	lys blå	100/600
608710531	60871053	60171053-1	10	sort	100/600
608712531	60871253	60171253-1	12	hvid	100/600
608714531	60871453	60171453-1	14	grøn	100/600
608716531	60871653	60171653-1	16	orange	100/600

**SUGEKATETER, MED VAKUUMKONTROL, CM-GRADERET, 35 CM**

PVC ATBC I perforerede ark	Str / Ch	Farve	Æske/ Trsp.karton
60151804-1	04	lilla	100/600
60151805-1	05	grå	100/600
60151806-1	06	lys grøn	100/600
60151808-1	08	lys blå	100/600
60151810-1	10	sort	100/600

**SUGEKATETER, MED VAKUUMKONTROL, 53 CM**

PVC ATBC I perforerede ark	Str / Ch	Farve	Æske/ Trsp.karton
60150653-1	06	lys grøn	100/600
60150853-1	08	lys blå	100/600
60151053-1	10	sort	100/600
60151253-1	12	hvid	100/600
60151453-1	14	grøn	100/600
60151653-1	16	orange	100/600
60151853-1	18	rød	100/600

Æske = mindste kvantitet/bestilling  
 Producent: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)



At arbejde med menneskers sundhed er en vigtig opgave. Vi i Mediplast møder dagligt dedikerede mennesker i sundhedsvæsenet, som gør deres bedste for at levere en bedre og mere sikker pleje. Et arbejde, som alt for ofte skal ske til flere patienter på kortere tid og med mere knappe ressourcer.

For at forbedre sundhedsvæsenet finder du Mediplast ved din side, altid parat til at tilbyde viden og innovative løsninger.

Vi tror nemlig på tætte relationer. Da vi dagligt befinder os ude i forskellige behandlingsmiljøer, ser vi dine behov og bemærker dine ønsker. Da vi har en høj samlet kompetence og mange års erfaring, kan vi komme med viden og råd, som virkelig gør en forskel. Alt drejer sig om at tilbyde patienterne den bedst mulige behandling.

Tæt partner til det nordiske sundhedsvæsen.

Mediplast er en svensk leverandør af medicinsk udstyr med hovedsageligt Norden som sit marked. Vores produktsortiment består dels af vores egne produkter af høj kvalitet, ofte udviklet i tæt samarbejde med vores kunder i sundhedsvæsenet, dels af udvalgte produkter fra velkendte leverandører.

#### Affaldssortering

Peelpack: Deles i to dele - Papir → papirgenbrug

Plast (PP/PE) → plastgenbrug

Inderpose i afdelingsforpakning: LDPE → plastgenbrug

Afdelingsforpakning, hvid: → papirgenbrug

Transportkarton, brun: → papirgenbrug