

Protesebæger og låg

Beskrivelse

Protesebæger. Hvidt. Højde 6,5cm Ø 67/95mm.
Klemlåg i klar plast bestilles særskilt.

Produktfakta

Materiale: Polystyren.
400ml.

Sikkerhed

Godkendt til fødevarerbrug. CE-mærket.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
801421	Protesebæger, hvid, 400ml	460stk./krt	014-201
801422	Klemlåg til protesebæger 101mm klar	1200stk./krt	046-100

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2012)