



Katetre - Nelaton & Tiemann


For at imødekomme efterspørgslen på forskellige materialer kan vi nu tilbyde et komplet sortiment af bløde og smidige tapningskatetre, der er produceret i fuldstændig PVC-frit materiale og i DEHP-fri PVC.

- Urin tømningsskateter
- Blød, afrundet spids for ikke at skade urinrørets slimhinde
- Engangsbrug, længde 40 cm samt 20 cm
- Steril 1-stk. pakning i peel-pack
- Nelaton kateter 40 cm findes i str. 6 CH - 20 CH
- Nelaton kateter 20 cm findes i str. 6 CH - 16 CH
- Tiemann katetre (bøjet spids) 40 cm findes i str. 10 CH - 16 CH
- Farvekodet jævnfør standarden for sugekateter for lettere identificering af rette størrelse
- Latex fri
- Standard SS EN 1616:1997 og SS-EN ISO 20969:2018
- Producent: Mediplast AB / www.mediplast.com

Varnummer PVC fri	Varenummer DEHP fri	Størrelse (CH)	Farve	Æske/Trsp.krt
Nelaton kateter - 40 cm (til mænd)				
60613106-2	60613106-1	06	lys grøn	100/600
60613108-2	60613108-1	08	lys blå	100/600
60613110-2	60613110-1	10	sort	100/600
60613112-2	60613112-1	12	hvid	100/600
60613114-2	60613114-1	14	grøn	100/600
60613116-2	60613116-1	16	orange	100/600
60613118-2	60613118-1	18	rød	100/600
60613120-2	60613120-1	20	gul	100/600
Nelaton kateter - 20 cm (til kvinder)				
60613406-2	60613406-1	06	lys grøn	100/600
60613408-2	60613408-1	08	lys blå	100/600
60613410-2	60613410-1	10	sort	100/600
60613412-2	60613412-1	12	hvid	100/600
60613414-2	60613414-1	14	grøn	100/600
60613416-2	60613416-1	16	orange	100/600
Tiemann kateter - 40 cm				
60613610-2	60613610-1	10	sort	100/600
60613612-2	60613612-1	12	hvid	100/600
60613614-2	60613614-1	14	grøn	100/600
60613616-2	60613616-1	16	orange	100/600

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Nelaton



Tiemann

