



## Badeovertræk kort, 400 x 700 x 0,030 mm.

Varenr. **704007**

### INDHOLD

Antal	Beskrivelse	Materiale
1	Badeovertræk lang, 400 x 700 x 0,030 mm.	100% LDPE
<b>Sterilisering</b>	Ikke steriliseret	
<b>Holdbarhed</b>	Mere end 5 år	
<b>Opbevaring</b>	Skal opbevares tørt og under normale temperaturforhold (5-25° C)	
<b>Pakning</b>	10 stk./pose, 400 stk./karton	
<b>Producent</b>	Chun Yip, Kina	