



Badeovertræk lang, 400 x 1.000 x 0,030 mm.

Varenr. **704010**

INDHOLD

Antal	Beskrivelse	Materiale
1	Badeovertræk lang, 400 x 1.000 x 0,030 mm.	100% LDPE
Sterilisering	Ikke steriliseret	
Holdbarhed	Mere end 5 år	
Opbevaring	Skal opbevares tørt og under normale temperaturforhold (5-25° C)	
Pakning	10 stk./pose, 400 stk./karton	
Producent	Chun Yip, Kina	