

## evercare<sup>®</sup> elastisk støttebandage Ideal

REF: 4240-01, 4241-01, 4242-01, 4243-01, 4244-01, 4245-01, 4246, 4247, 4249, 4250

evercare<sup>®</sup> elastisk støttebandage. Ideal er strækbar med en blød og porøs struktur, har høj gennemtrængelighed og er behagelig at have på. Takket være væveteknik med vævede kanter og omhyggelig udvælgelse af råmateriale kan bandagerne bruges til støtte, fiksering af de fleste forbindinger især til led og runde kropsdele, og småt medicinsk udstyr til patientens krop. Pakke, der er designet til nem produktidentifikation.

### Egenskaber

- ▶ Fiksering af sårbandager, især på led og runde kropsdele
- ▶ Til støtte, f.eks. efter fjernelse af plaster og behandling af ødem
- ▶ Modstandsdygtig over for salver
- ▶ Bandage med vævede kanter
- ▶ Blød og behagelig
- ▶ 95 % strækbarhed
- ▶ 100% bomuld



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
4240-01	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, usteril	4 cm x 4 m	10 / 480
4241-01	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, usteril	6 cm x 4 m	10 / 400
4242-01	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, usteril	8 cm x 4 m	10 / 320
4243-01	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, usteril	10 cm x 4 m	10 / 240
4244-01	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, usteril	12 cm x 4 m	10 / 240
4245-01	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, usteril	15 cm x 4 m	10 / 160
4246	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, usteril	6 cm x 4 m	10 / 320
4247	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, usteril	8 cm x 4 m	10 / 240
4249	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, usteril	12 cm x 4 m	10 / 160
4250	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, usteril	15 cm x 4 m	10 / 120

Salgsenhed: Transportkarton

## Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with natural rubber latex



### REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

### Overholdelse af produktstandarder:

DIN 61632, DIN 61634

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiale

### Produkt komponent

### Råvare og egenskaber

### Bandage

100% bomuld, råhvid, ikke-udstrakt længde 2 m, udstrakt længde 4 m, forlængelse ca. 90%, elasticitet ca. 80%

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefaling for opbevaring</b>	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefaling for bortskaffelse</b>	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
<b>Holdbarhed</b>	5 år

## Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkelt pakke</b>	N/A	N/A
<b>Pakke</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	4240-01: 235 x 95 x 45 4241-01: 235 x 95 x 65 4242-01: 235 x 95 x 85 4243-01: 235 x 95 x 105 4244-01: 235 x 95 x 125 4245-01: 235 x 95 x 155 4246: 240 x 100 x 65 4247: 240 x 100 x 85 4249: 240 x 100 x 125 4250: 240 x 100 x 125
<b>Transportkarton</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	4240-01: 490 x 310 x 410 4241-01: 490 x 360 x 410 4242-01: 490 x 370 x 410 4243-01: 490 x 340 x 410 4244-01: 490 x 395 x 410 4245-01: 490 x 340 x 410 4246: 490 x 210 x 540 4247: 490 x 210 x 530 4249: 490 x 210 x 520 4250: 490 x 210 x 520
<b>Pakketape</b>	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

## Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
4240-01	N/A	06438129321784	06438129521788
4241-01	N/A	06438129321791	06438129521795
4242-01	N/A	06438129321807	06438129521801
4243-01	N/A	06438129321814	06438129521818
4244-01	N/A	06438129321821	06438129521825
4245-01	N/A	06438129321838	06438129521832
4246	06438129114980	06438129314984	06438129514988
4247	06438129114997	06438129314991	06438129514995
4249	06438129115017	06438129315011	06438129515015
4250	06438129115024	06438129315028	06438129515022

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.