



## ViTri:Sårdyna

Absorberande, ej vidhäftande kompress med spärrskikt på båda sidor.



### Innehåll:

Absorberande kärna (250 g/m<sup>2</sup>) belagd med tunn perforerad polyesterfilm på båda sidor.

### Egenskaper:

- Ej vidhäftande
- Två likvärdiga sidor
- Måttlig absorptionsförmåga
- Permeabel för luft och vattenånga
- Kan formklippas med bibehållna egenskaper

### Indikationer:

Som täckförband för mindre sår, suturlinjer, postoperativ sårvård. Som sekundärförband över salvkompresser eller som fuktspärr över t ex geler för bibehållen fuktig sårmiljö.

### Applikation:

Båda sidor av Sårdynan går att applicera mot såret.

### Bytesfrekvens:

Beroende på vätskningsmängd anpassas frekvensen.

Artikelnummer	Beskrivning
810209	Sårdyna 3 x 3 cm, steril, 50 st/avdfp
810210	Sårdyna 5 x 5 cm, steril, 50st/avdfp
810211	Sårdyna, 5 x 7,5 cm, steril, 50 st/avdfp
810213	Sårdyna 7,5 x 10 cm, steril, 50st/avdfp
810214	Sårdyna 10 x 10 cm, steril, 50st/avdfp
810215	Sårdyna 10 x 20 cm, steril, 50st/avdfp
810216	Sårdyna 20 x 30 cm, steril, 50st/avdfp
810217	Sårdyna 10 x 20 cm, 50st/avdfp
810218	Sårdyna 20 x 30 cm, 50st/avdfp
810220	Sårdyna 5 x 5 cm, 50 st/avdfp
810221	Sårdyna 10 x 10 cm, 50 st/avdfp
810223	Sårdyna på rulle, 10cmx10 m, 10 st/avdfp