



Sitag Border Superabs



Produktbeskrivelse:

Sitag Border Superabs er en absorberende, semipermeabel bandage, der tåler over Brusning, og som er belagt med klæb af silikonegelel. Bandagen er velegnet til brug på væskende kirurgiske incisioner og suturer. Bandagens kerne, der består af superabsorbanter, absorberer ekssudat og beskytter dermed omgivende hud mod maceration. En intakt bandage udgør en barriere mod udefra kommende kontaminering.

Indikationer:

Bandagen er velegnet til kirurgiske incisioner og forskellige typer væskende sår.

Kontraindikationer:

Må ikke anvendes, hvis patienten er allergisk over for et eller flere af komponenterne i produktet.

Påsætning:

- Hudområdet renses og tørres grundigt inden påsætning.
- Vælg en bandage i en størrelse, der overlapper cirka 2 cm omkring den raske, omgivende hud.
- Tag fat om beskyttelsespapiret og træk udad samtidig med, at bandagen sættes på.

Bandageskift:

Afhænger af mængden af sårveske og sårets tilstand.

Skift af bandage skal ske i overensstemmelse med den anvendte praksis for sårpleje.

Varenummer	Beskrivelse
810430	6 x 8 cm, S, 10 stk./afdpk., 100 stk./trppk.
810431	9 x 10 cm, S, 10 stk./afdpk., 100 stk./trppk.
810432	10 x 15 cm, S, 10 stk./afdpk., 100 stk./trppk.
810433	10 x 20 cm, S, 10 stk./afdpk., 100 stk./trppk.
810434	10 x 25 cm, S, 10 stk./afdpk., 100 stk./trppk.
810435	10 x 30 cm, S, 10 stk./afdpk., 100 stk./trppk.
810436	10 x 35 cm, S, 10 stk./afdpk., 100 stk./trppk.