

SELEFA® Optimia trekantede gazetamponer

REF: 222041

SELEFA® Optimia trekantede gazetamponer er højabsorberende tamponer til et bredt anvendelsesområde som f.eks.: hudrensning, sårrensning, aftørring, væske- og fugtabsorption, beskyttelse, desinfektion osv. Gode absorberende egenskaber og i overensstemmelse med EN 14079 for at sikre bomuldsgaze af høj kvalitet. Den kompakte foldning holder produktets form stabil. Gazetamponer i disse små størrelser er velegnede til forskellige anvendelsesområder som f.eks. rengøring af små sår og hudafskrabninger, klargøring til mindre operationer, fjernelse af debris osv.

Egenskaber

- ▶ 100 % bomuldsgaze
- ▶ Miljøvenlig blegning (ingen klor)
- ▶ Foldede kanter forhindrer løse tråde.
- ▶ Kan steriliseres med EO
- ▶ 100 stk.
- ▶ 17 tråde pr. cm²



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
222041	Optimia trekantede gazetamponer, pakke med 100 stk., usterile, Hvid	30 x 30 x 30 mm	1000 / 10000

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



REACH forordning:	Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-10
Lovmæssige krav:	Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745
Overholdelse af produktstandarder:	EN 14079
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Hovedmateriale	100 % bomuldsgaze, hvid

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	PE pose, Gennemsigtig	170 x 210
Pakke	PE pose, Gennemsigtig	270 x 400 x 0
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	395 x 310 x 370
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
222041	06438129154115	06438129354119	06438129554113

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.