

Injektions- & infusions- **PRODUKTER**



2021

version 1

Beroject III


Beromed tilbyder et omfattende sortiment af engangssprøjter med og uden kanyler til præcis forberedelse, injektion og anvendelse.

Sortimentet af engangssprøjter består af sprøjter med 3 dele og luer-, luer lock- eller kateterspids.

Beromed er miljøvenlig, da den er fremstillet med 18-27 % mindre plast end en KD-Ject-sprøjte.




Luer-lock



Centreret spids



Excentrisk spids



Kateterspids



Beroject III

Beroject III sterile engangssprøjter med luer-spids består af tre dele: sprøjtecylinder, stempel og pakning (gummitætning).

De er beregnet til enten injektion af lægemidler i kombination med andet medicinsk udstyr, såsom kanyler, eller til udtagning af kropsvæsker.

Beroject III er ikke-toksiske, pyrogenfri og steriliseret med ethylenoxid.

Produktbeskrivelse

- Meget tydelig skala
- Silikoniseret for at opnå de bedste glideegenskaber
- Store vinger, som giver et nemt og fast greb
- Stempelstop, der forhindrer, at stemplet skubbes ud
- Farvekodet dispenseremballage
- Spids gummitætning, som giver færre rester
- PVC- og DEHP-fri, latexfri
- 5 års holdbarhed



Centreret spids



Excentrisk spids



LD = low dose

REF	Størrelse (ml)	Ext (ml)	Gradering	Studs	Spids	Antal pr. pakke
B943888E	1	1	0,01	centreret LD*	Luer	100
B943451	2	2,5	0,1	centreret	Luer	100
B948425	3	3	0,1	centreret	Luer	100
B943727C	5	6	0,2	centreret	Luer	100
B943741E	10	12	0,5	excentrisk	Luer	100
B943482	20	22	1	excentrisk	Luer	100
B943819E	50/60	60	1	excentrisk	Luer	25

Komponent	Materiale	Emballagemateriale	Sterilisation	Standarder
Sprøjtecylinder:	Ethylen-polypropylen-copolymer (PP)	Papir af medicinsk kvalitet	Ethylenoxid (EO)	EN ISO 13485
Stempel:	Polyethylen (PE)	Gennemsigtig blisterpakning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitætning:	Syntetisk gummi (polyisopren)			CE 0123
Smøremiddel:	Silikoneolie			klasse II a

Beroject III

Beroject III sterile engangssprøjter med luer-lock-spids består af tre dele: sprøjtecylinder, stempel og pakning (gummitætning).

De er beregnet til enten injektion af lægemidler i kombination med andet medicinsk udstyr, såsom kanyler, eller til udtagning af kropsvæsker.

Beroject III er ikke-toksiske, pyrogenfri og steriliseret med ethylenoxid.

Produktbeskrivelse

- Meget tydelig skala
- Silikoniseret for at opnå de bedste glideegenskaber
- Store vinger, som giver et nemt og fast greb
- Stempelstop, der forhindrer, at stemplet skubbes ud
- Farvekodet dispenseremballage
- Spids gummitætning, som giver færre rester
- PVC- og DEHP-fri, latexfri
- 5 års holdbarhed



Luer-Lock

REF	Størrelse (ml)	Ext (ml)	Gradering	Studs	Spids	Antal pr. pakke
B956017	1	1	0,01	centreret	Luer Lock	100
B947565	2	2,5	0,1	centreret	Luer Lock	100
B947572	3	3	0,1	centreret	Luer Lock	100
B947589	5	6	0,2	centreret	Luer Lock	100
B947596	10	12	0,5	centreret	Luer Lock	100
B947602	20	22	1	centreret	Luer Lock	50
B948364E	50/60	60	1	centreret	Luer Lock	25

Komponent	Materiale	Emballagemateriale	Sterilisation	Standarder
Sprøjtecylinder:	Ethylen-polypropylen-copolymer (PP)	Papir af medicinsk kvalitet	Ethylenoxid (EO)	EN ISO 13485
Stempel:	Polyethylen (PE)	Gennemsigtig blisterpakning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitætning:	Syntetisk gummi (polyisopren)			CE 0123
Smøremiddel:	Silikonolie			klasse II a

Beroject III

Beroject III sprøjter med kateterspids består af følgende dele: sprøjtecylinder, stempel og gummitætning (pakning).

De er udstyret med et kateterspids og er beregnet til skylning af sår, urinblæren og andre hule organer. Nogle varianter er udstyret med en separat Luer-adapter. Beroject-sprøjter har gode glideegenskaber.


Beroject III er ikke-toksiske, pyrogenfri og steriliseret med ethylenoxid.

Produktbeskrivelse

- Meget tydelig skala
- Silikoniseret for at opnå de bedste glideegenskaber
- Store vinger, som giver et nemt og fast greb
- Stempelstop, der forhindrer, at stemplet skubbes ud
- Farvekodet dispenseremballage
- Spids gummitætning, som giver færre rester
- PVC- og DEHP-fri, latexfri
- 5 års holdbarhed



Centreret spids



Excentrisk spids

REF	Størrelse (ml)	Ext (ml)	Gradering	Studs	Spids	Antal pr. pakke
B948371D	50/60	60	1	centreret	Kateter	50
B943840D	100	100	2	centreret	Kateter	25
B943840T	100	100	2	centreret	Kateter	25

Komponent	Materiale	Emballagemateriale	Sterilisation	Standarder
Sprøjtecylinder:	Ethylen-polypropylen-copolymer (PP)	Papir af medicinsk kvalitet	Ethylenoxid (EO)	EN ISO 13485
Stempel:	Polyethylen (PE)	Gennemsigtig blisterpakning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitætning:	Syntetisk gummi (polyisopren)			CE 0123
Smøremiddel:	Silikoneolie			klasse II a



BEROMED

fra

ONEMED



© OneMed Groups katalog over injektions- og infusionsprodukter fra Beromed
Publikation 04/2021 version 1

OneMed Group Oy
P.O.Box 10 (Metsäläntie 20), FI-00321 Helsinki
Telefon +358 20 786 6800
www.onemed.com