

Injektions- & infusions- **PRODUKTE**



2022

version 1

Beroject® III


Beromed tilbyder et omfattende sortiment af engangssprøjter med og uden kanyler til præcis forberedelse, injektion og anvendelse.

Sortimentet af engangssprøjter består af sprøjter med 3 dele og luer-, luer lock- eller kateterspids.

Beromed er miljøvenlig, da den er fremstillet med 18-27 % mindre plast end en KD-Ject®-sprøjte.




Luer Lock



Centreret spids



Excentrisk spids



Kateterspids



Beroject® III

Beroject® III sterile engangssprøjter med luer-spids består af tre dele: sprøjtecylinder, stempel og pakning (gummitætning).

De er beregnet til enten injektion af lægemidler i kombination med andet medicinsk udstyr, såsom kanyler, eller til udtagning af kropsvæsker.

Beroject® III er ikke-toksiske, pyrogenfri og steriliseret med ethylenoxid.

Produktbeskrivelse

- Meget tydelig skala
- Silikoniseret for at opnå de bedste glideegenskaber
- Store vinger, som giver et nemt og fast greb
- Stempelstop, der forhindrer, at stemplet skubbes ud
- Farvekodet dispenseremballage
- Spids gummitætning, som giver færre rester, *LD
- PVC- og DEHP-fri, latexfri
- 5 års holdbarhed



Centreret spids



Excentrisk spids



*LD = low dose

REF	Størrelse (ml)	Ext (ml)	Gradering	Studs	Spids	Antal pr. pakke
B943888E	1	1	0,01	centreret LD*	Luer	100
B943451	2	2,5	0,1	centreret	Luer	100
B948425	3	3	0,1	centreret	Luer	100
B943727C	5	6	0,2	centreret	Luer	100
B943741E	10	12	0,5	excentrisk	Luer	100
B943741T	10	12	0,2	centreret	luer	100
B943475	10	12	0,5	excentrisk	luer	100
B943475T	10	12	0,2	excentrisk	luer	100
B943482	20	22	1	excentrisk	Luer	50
B943819E	50/60	60	1	excentrisk	Luer	25

Komponent	Materiale	Emballagemateriale	Sterilisation	Standarder
Sprøjtecylinder:	Ethylen-polypropylen-copolymer (PP)	Papir af medicinsk kvalitet	Ethylenoxid (EO)	EN ISO 13485
Stempel:	Polyethylen (PE)	Gennemsigtig blisterpakning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitætning:	Syntetisk gummi (polyisopren)			CE 0123
Smøremiddel:	Silikoneolie			klasse II a

Beroject® III

Beroject® III sterile engangssprøjter med luer-lock-spids består af tre dele: sprøjtecylinder, stempel og pakning (gummitætning).

De er beregnet til enten injektion af lægemidler i kombination med andet medicinsk udstyr, såsom kanyler, eller til udtagning af kropsvæsker.

Beroject® III er ikke-toksiske, pyrogenfri og steriliseret med ethylenoxid.

Produktbeskrivelse

- Meget tydelig skala
- Silikoniseret for at opnå de bedste glideegenskaber
- Store vinger, som giver et nemt og fast greb
- Stempelstop, der forhindrer, at stemplet skubbes ud
- Farvekodet dispenseremballage
- Spids gummitætning, som giver færre rester, *LD
- PVC- og DEHP-fri, latexfri
- 5 års holdbarhed



*LD = low dose



Luer Lock

REF	Størrelse (ml)	Ext (ml)	Gradering	Studs	Spids	Antal pr. pakke
B956017	1	1	0,01	centreret LD*	Luer Lock	100
B947565	2	2,5	0,1	centreret	Luer Lock	100
B947572	3	3	0,1	centreret	Luer Lock	100
B947589	5	6	0,2	centreret	Luer Lock	100
B947596	10	12	0,5	centreret	Luer Lock	100
B947596T	10	12	0,2	centreret	Luer Lock	100
B947602	20	22	1	centreret	Luer Lock	50
B948364E	50/60	60	1	centreret	Luer Lock	25

Komponent	Materiale	Emballagemateriale	Sterilisation	Standarder
Sprøjtecylinder:	Ethylen-polypropylen-copolymer (PP)	Papir af medicinsk kvalitet	Ethylenoxid (EO)	EN ISO 13485
Stempel:	Polyethylen (PE)	Gennemsigtig blisterpakning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitætning:	Syntetisk gummi (polyisopren)			CE 0123
Smøremiddel:	Silikonolie			klasse II a

Beroject® III


Beroject® III sprøjter med kateterspids består af følgende dele: sprøjtecylinder, stempel og gummitætning (pakning).

De er udstyret med et kateterspids og er beregnet til skylning af sår, urinblæren og andre hule organer. Nogle varianter er udstyret med en separat Luer-adapter. Beroject-sprøjter har gode glideegenskaber.

Beroject® III er ikke-toksiske, pyrogenfri og steriliseret med ethylenoxid.

Produktbeskrivelse

- Meget tydelig skala
- Silikoniseret for at opnå de bedste glideegenskaber
- Store vinger, som giver et nemt og fast greb
- Stempelstop, der forhindrer, at stemplet skubbes ud
- Farvekodet dispenseremballage
- PVC- og DEHP-fri, latexfri
- 5 års holdbarhed



REF	Størrelse (ml)	Ext (ml)	Gradering	Studs	Spids	Antal pr. pakke
B948371D	50/60	60	1	centreret	Kateter	50
B943840D	100	100	2	centreret	Kateter	25
B943840T	100	100	2	centreret	Kateter	25

Komponent	Materiale	Emballagemateriale	Sterilisation	Standarder
Sprøjtecylinder:	Ethylen-polypropylen-copolymer (PP)	Papir af medicinsk kvalitet	Ethylenoxid (EO)	EN ISO 13485
Stempel:	Polyethylen (PE)	Gennemsigtig blisterpakning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitætning:	Syntetisk gummi (polyisopren)			CE 0123
Smøremiddel:	Silikoneolie			klasse II a



BEROMED

fra
evercare[®]
medical



© Evercare medical katalog over injektions- og infusionsprodukter fra Beromed
Publikation10/2022 version 1

OneMed Group Oy
P.O.Box 10 (Metsäläntie 20), FI-00321 Helsinki
Telefon +358 20 786 6800
www.onemed.com