




ViTri:Sårdyna/Trakealkompress

Absorberande, ej vidhäftande kompress
med spärrskikt på båda sidor.



Produktbeskrivning:

Trakealkompressen är en ej vidhäftande kompress med absorberande kärna belagd med ett spärrskikt av perforerad PE-film på båda sidor. Perforeringen av filmen gör att kompressen är genomsläpplig för luft och ånga. Båda sidor av kompressen är likvärdig, den har färdigstansat hål med en diameter på 13 mm samt slits. Lätt till måttlig absorptionsförmåga.

Indikationer:

Omläggning av trakealkanyler vid trakeostomi.
Sårvård då behov av slits finns.

Applikation:

Hudområdet rengörs och torkas.
Båda sidor av kompressen går att applicera mot huden.

Bytesfrekvens:

Byte vid trakeostomi sker enligt respektive kliniks praxis. Vid sårvård behöver förbandsbyte inte ske dagligen, byts vid behov om förbandet är mättat eller enligt gällande kliniks praxis.

Artikelnummer	Beskrivning
810222	Sårdyna:Trakealkompress, S, 7,5 x 10 cm, 50 st/avdfp
810224	Sårdyna:Trakealkompress, S, 6 x 7 cm, 50 st/avdfp