

Förbandsbindor > Binda elastisk 120%



Förbands- och supportbinda av hög kvalitet.
Bindan är tvätt-, steriliserings- och kokbar.

Materialspecifikation - 414

Material: 70% bomull, 29% polyamid, 1% polyurethan.
Antal trådar: 27st/cm²
Elasticitet: 120%
Vikt: 68g/m²
Färg: Beige

Materialspecifikation - 415

Material: 63% bomull, 30% polyamid, 7% polyurethan
Antal trådar: 31st/cm²
Elasticitet: 120%
Vikt: 79g/m²
Färg: Vit

Förpackning:

Tr fp: Kartong i korrugerad kartong FEFCO II 23
Avd fp: Kartong
Produktfp 414-019-024: Cellofan

Produkterna uppfyller standards:

MDD 93/42/EEC 2007/47/EC EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2004



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
414-003	Binda elastisk fix/support 5mx10cm beige	10	240	N	N	OS	
415-003	Binda elastisk fix/support 5mx10cm, vit	10	240	N	N	OS	
414-004	Binda elastisk fix/support 5mx12cm beige	10	200	N	N	OS	
415-004	Binda elastisk fix/support 5mx12cm, vit	10	200	N	N	OS	
415-005	Binda elastisk fix/support 5mx15cm, vit	10	160	N	N	OS	
415-006	Binda elastisk fix/support 5mx20cm, vit	10	120	N	N	OS	
414-001	Binda elastisk fix/support 5mx6cm beige	10	400	N	N	OS	
415-001	Binda elastisk fix/support 5mx6cm, vit	10	400	N	N	OS	
414-002	Binda elastisk fix/support 5mx8cm beige	10	280	N	N	OS	
415-002	Binda elastisk fix/support 5mx8cm, vit	10	280	N	N	OS	
414-021	Binda elastisk med clips 5mx10cm cellofanfp,	10	240	J	N	OS	
414-022	Binda elastisk med clips 5mx12cm cellofanfp	10	200	J	N	OS	
414-023	Binda elastisk med clips 5mx15cm cellofanfp	10	160	J	N	OS	
414-024	Binda elastisk med clips 5mx20cm cellofanfp	10	120	J	N	OS	
414-019	Binda elastisk med clips 5mx6cm cellofanfp	10	400	J	N	OS	
414-008	Binda elastisk med clips 5mx8cm	10	280	N	N	OS	
414-020	Binda elastisk med clips 5mx8cm cellofanfp	10	280	J	N	OS	

Produktbladsnr 2605

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2020-11-19 21:15