

Tork Salubrin Hånddesinfektion Gel



Vare 911103

System

Antal doseringer 250

Volumen 500 ml

Farve

Forebyg infektioner med Tork Salubrin Hånddesinfektion Gel, der indeholder 70 % denatureret alkohol (w/w).

www.tork.dk

Brug biocider med forsigtighed. Læs etiket og produktinformation før brug.

Efficacy: conforms with EN1500, EN1276 and EN1650

Light gel for easy handling

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed	Transportenhed	Palle
EAN	7322541327556	7322541327563	7322541331188
Stk.	1	8	952
Forbrugerenheder	-	8	952
Højde	73 mm	193 mm	1501 mm
Bredde	181 mm	155 mm	800 mm
Længde	73 mm	303 mm	1200 mm
Volumen	0.96 dm ³	9.06 dm ³	1.08 m ³
Nettovægt	452 g	3.6 kg	430.3 kg
Bruttovægt	487 g	4.1 kg	485.76 kg
Emballeringsmateriale	Plastic bottle	Carton	-

Kontakt

Essity Denmark A/S
Professional Hygiene
Gydevang 33
DK-3450 Allerød

Tlf: +45 48 16 82 44

E-mail: tork.dk.kundeservice@essity.com

Tekniske informationer

Ingredienser	Aktiv ingrediens Ethanol 64g/100g, Isopropanol 6.4g/100g Andre ingredienser Alcohol Denat, Aqua, Glycerin, PVM/MA Decadiene cross-polymer, Aminomethyl propanol,T-butyl alcohol
pH	pH ~7.5
Metode til brug	Sørg for, at hænderne er rene og tørre før brug. Til generel hygiejne: Påfør 1-2 doser (hele hånden skal være våd), og gnid grundigt, indtil hænderne er tørre (15-30 sekunder). For desinficering iht. EN1500: Påfør en tilstrækkelig mængde af produktet til, at hænderne er helt dækket og er våde i 60 sekunder. Gnid, indtil hænderne er tørre.
Holdbarhed	Udløbsdatoen på 36 måneder efter produktionsdatoen er trykt på emballagens inderside. Opbevares i original beholder. Beskyttes mod stærkt sollys. Må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer og skal opbevares mellem 4°C og 30°C.
Håndteringsanvisning	Anvend desinficeringsmidler sikkert. Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug. Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af øjenkontakt skal der straks skylles med rigelige mængder vand og søges lægehjælp. Der henvises til sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger. Kan give misfarvning af visse tekstiler og overflader.
Overholdelse af regulativ	De biocide produkter, som sælges under Tork varemærket overholder forordningen om biocidholdige produkter (EU) nr. 528/2012 og er godkendte til hygiejneformål til mennesker. Produkterne er registrerede og autoriserede i de lande, hvor de sælges. Produkterne følger forskrifterne i REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006 og dets ændringer. Alle ikke-biocide ingredienser overholder kosmetikforordningen (EF) nr. 1223/2009 og anses for at være sikre for menneskers helbred, når de bruges under normale forhold eller inden for rimeligt forudsigelige forhold. De biocidholdige produkter er fremstillet i overensstemmelse med god fremstillingspraksis (GMP).
Registreringer biocider	Norge (NO): 634195; Tyskland (DE): N-87109; Sverige (SE): 600951-8; Danmark (DK): PR-nummer: 4290819; Frankrig (FR): 62192; Storbritannien (UK); Østrig (AT)
Certificeringer	ISO 22716 (god fremstillingspraksis), ISO 9001 (kvalitetsstyringssystem); ISO 14001 (miljøledelsessystem)
Sikkerhedsdatablad	Følg anbefalingerne på sikkerhedsdatabladene for sikker brug og håndtering af produkterne. Disse er tilgængelige på Tork hjemmesiden i alle påkrævede lokale udgaver iht.de juridiske krav for hver region (f.eks. iht. CLP for Europa).

Mikrobiologiske tests				
Effektiv mod	Testmetode	Testforhold	Testlængde	Testorganismer
Bakterier	EN 1500: Hygiejnisk hånddesinficering	Rene omgivelser	60 sekunder (EN 1500)	E. coli K12
	EN 1276: Bakteriedræbende aktivitet velegnet til brug i fødevarer-, industri-, husholdnings- og institutionsområder	Rene og snavsede forhold	30 sekunder	S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, E. hirae
Gær og svampe	EN 1650: Svampedræbende aktivitet i fødevarer-, industri-, husholdnings- og institutionsområder	Snavsede omgivelser	30 sekunder	C. albicans (30 sek.)