

## KD-FINE® PENCIL POINT

**KD-FINE®** engangskanyle til opløsninger (blyantformet spids med hul i siden) er beregnet til opsamling af lægemidler/opløsninger fra hætteglas med henblik på opløsning.

**KD-FINE®** engangskanyle til opløsninger er en engangsartikel til midlertidig brug (definition iht bilag IX i MDD 93/42/EØF).

**KD-FINE®** er ikke-toksisk, pyrogenfri og steriliseret med ethylenoxid.



### Produktbeskrivelse

- Blyantformet spids
- Længde: 50 mm
- Uden filter
- Et hul i siden
- PVC- og DEHP-fri, latexfri
- 5 års holdbarhed



REF	Størrelse x længde (tommer)	Udv. diameter x længde (mm)	Skråspids	Væg	Antal pr. pakke
917145	18 G x 2"	1,20 x 50	Blyantformet spids	almindelig	100

Komponent	Materiale	Emballagemateriale	Sterilisation	Standarder
<b>Kanyleansats:</b>	Polypropylen	Papir af medicinsk kvalitet	Ethylenoxid (EO)	EN 7864
<b>Klæbemiddel:</b>	Epoxylim	Gennemsigtig blisterpakning PE/PA		EN 20594
<b>Kanylerør:</b>	Rustfrit stål			EN 1707
<b>Beskyttelseshætte:</b>	Polypropylen			EN 6009
<b>Smøremiddel:</b>	Silikoneolie			CE 0123

Rev. 12.03.24 JN