

PRODUKTINFORMATION TILBEHØR TIL TRACHEOSTOMIKANYLE



BIVONA® INDERKANYLE

- Meget flexibelt materiale som minimerer risikoen for sekret stagnation
- Grå trækning for udtagning og isætning
- Tydelig markering af størrelse på kanyle
- Produceret i e-PFTE
- Rengøres med Bivona® rengøringswab
- Inderkanyle til Bivona® modeller 6701 (TTS cuff), 60A1 (uden cuff) og 7501 (Aire-cuf®)
- Kan anvendes flere gange hvis rengøringsinstruktionerne følges
- Findes i 5 forskellige størrelser

| Beskrivelse | Størrelse (mm) | Varenr. | Pakkestr/stk |
|---------------------|----------------|---------|--------------|
| Bivona® inderkanyle | 7,0 | BRCA70 | 10 |
| Bivona® inderkanyle | 7,5 | BRCA75 | 10 |
| Bivona® inderkanyle | 8,0 | BRCA80 | 10 |
| Bivona® inderkanyle | 8,5 | BRCA85 | 10 |
| Bivona® inderkanyle | 9,0 | BRCA90 | 10 |
| Bivona® inderkanyle | 7,0 | BRC270 | 2 |
| Bivona® inderkanyle | 7,5 | BRC275 | 2 |
| Bivona® inderkanyle | 8,0 | BRC280 | 2 |
| Bivona® inderkanyle | 8,5 | BRC285 | 2 |
| Bivona® inderkanyle | 9,0 | BRC290 | 2 |
| Rengøringswab | * | BICSWB | 20 |

Smiths Medical Danmark ApS

Ørestads Boulevard 73, 2300 København S

Tlf. 702 720 90

Fax. 702 720 98

info.danmark@smiths-medical.com

www.smiths-medical.com