



Leukoplast barrier

Vattentätt, sterilt plåster

Leukoplast®

Sårvård i bästa händer

Leukoplast® barrier

Vattentätt, sterilt plåster

Leukoplast barrier är ett följsamt, vattentätt och sterilt plåster som skyddar såret mot smuts och bakterier.

Egenskaper

- Hjälper till att hålla bakterier borta från såret
- Hudvänlig akrylathäfta
- Vattentätt så att användaren kan bada eller duscha
- Släpper igenom vattenånga från huden
- Sårdyna med god absorption och som inte fastnar i såret

Huvudsakligt användningsområde

- För mindre skär- och skrubbsår
- Som skydd av insticksställe efter blodprov eller vaccination


















Innehåll

Plåsteryta: polyuretan med polystyren

Häfta: akrylathäfta

Sårdyna: 85% viskos, 15% polypropylen/polystyren

Leukoplast® barrier			
Art. nr.	Storlek	Antal fp	Antal fp/trp
76452-00	 22 mm x 38 mm	100	48
76452-01	 22 mm x 63 mm	100	12
76452-02	 38 mm x 38 mm	100	12
76452-03	 Ø 22 mm	100	12
76452-04	 38 mm x 63 mm	100	12
76452-05	 50 mm x 72 mm	100	36
76452-07	 44 mm x 5 mm	50	12
76452-08	 22 mm x 72 mm	100	12
76452-06	Mixförpackning:  22 mm x 38 mm (24)  22 mm x 63 mm (24)  22 mm x 72 mm (18)  38 mm x 38 mm (18)  38 mm x 63 mm (18)  44 mm x 50 mm (12)  50 mm x 72 mm (6)	120	24