


KD-Penofine Penkanyle 29G (0.33 x 12.7 mm) Sort

Beskrivelse:

KD-PENOFINE sterile penkanyler til engangsbrug er beregnet til at blive tilsluttet til kompatible insulinpenne til administration af insulin inden for rammerne af et diabetes mellitus-behandlingsregime. KD-PENOFINE er ikke-toksiske, pyrogenfri og steriliseret med ethylenoxid (EO). PVC- og DEHP-fri, latexfri. Holdbarhed: 5 år.



| Varenr. | Pakning | Ref. nr. |
|---------|----------|----------|
| 8034576 | 100 stk. | 904220T |

Specifikationer

Sikkerhedskanyle:

Nej

Gauge:

29

Længde:

12,7

Diameter:

0,33

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDD Class IIa

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED